

SKYDENT

Sutura de nylon monofilamento Skydent

Hilo quirúrgico no absorbible Skydent fabricado en poliamida monofilamento de alta pureza, esterilizado por óxido de etileno.

Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	caja 12 unidades
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

3/0 4/0 5/0

CARACTERÍSTICAS

- Su estructura monofilamento minimiza la retención bacteriana y proporciona un deslizamiento óptimo durante la sutura, reduciendo traumatismo tisular.
- Ofrece excelente resistencia tensil y estabilidad dimensional, garantizando cicatrización predecible.
- Biocompatible y versátil, se adapta a procedimientos odontológicos, cirugía menor y cierre de tejidos blandos.
- Presentación: caja con 12 unidades estériles individuales.
- Disponible con agujas curva, redonda o cortante según calibre especificado.
- Marca: Skydent.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.