

SKYDENT

Sutura de seda negra Skydent, 12 unidades

La sutura de seda negra SkyDent es un material quirúrgico no absorbible indicado para procedimientos médicos, quirúrgicos y odontológicos.

Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	caja 12 unidades
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

3/0

4/0

CARACTERÍSTICAS

- Su tonalidad oscura facilita la visualización intraoperatoria en tejidos blandos y cirugía menor.
- Cada unidad se presenta en blister estéril individual, garantizando condiciones asépticas óptimas.
- Esterilizada mediante óxido de etileno, la caja contiene 12 suturas disponibles con aguja redonda o cortante según el calibre requerido.
- Especialmente apropiada para suturas en mucosa oral, tegumento y tejidos blandos.
- Marca: Skydent.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.