

SKYDENT

Sutura reabsorbible catgut simple Skydent, 12 unidades

Hilo de sutura absorbible SkyDent elaborado con colágeno natural purificado del intestino bovino, diseñado para cicatrización acelerada sin necesidad de remoción.

Categoría	Cirugía y suturas
Presentación	caja 12 unidades
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



OPCIONES DISPONIBLES · CALIBRE

3/0

4/0

CARACTERÍSTICAS

- Su estructura monofilamento beige claro garantiza excelente biocompatibilidad en procedimientos odontológicos, quirúrgicos y de cirugía menor en tejidos blandos y mucosa.
- Esterilizado por óxido de etileno, se suministra en presentación de 12 unidades individuales con aguja curva redonda en diversos calibres, adaptándose a las necesidades específicas de cada intervención clínica.
- Marca: Skydent.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.