

IVOCLAR

Tetric N-Flow Bulk Fill Ivoclar

TETRIC N-FLOW BULK FILL es una resina fluida fotopolimerizable diseñada para restauraciones en la región posterior.

Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	jeringa 2 g
Marca	Ivoclar
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su alta translucidez permite un acabado estético similar a la dentina, complementando a la perfección a Tetric N-Ceram Bulk Fill, que ofrece una translucidez similar al esmalte.
- Su innovador fotoiniciador Ivocerina garantiza una polimerización eficiente en capas de hasta 4 mm, reduciendo los tiempos de trabajo sin comprometer la calidad.
- Además, su fórmula con rellenos modificados minimiza la contracción, asegurando restauraciones estables y duraderas.
- Características Principales Aplicación en capas de hasta 4 mm, optimizando el tiempo clínico.
- Fotoiniciador Ivocerina, que permite una polimerización más rápida y profunda.
- Translucidez similar a la dentina, logrando restauraciones naturales.
- Baja contracción de polimerización, reduciendo el estrés en la estructura dental.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.