

MAQUIRA

Topes de silicona para limas Maquira, 100 unidades

Los topes de silicona para limas de endodoncia son accesorios indispensables en la práctica clínica, ya que permiten controlar la longitud de trabajo durante la instrumentación del conducto radicular.

Categoría	Endodoncia
Presentación	100 unidades
Marca	Maquira
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Estos topes se colocan en el vástago de la lima, asegurando que el odontólogo mantenga una profundidad precisa según la medición realizada con el localizador de ápice o la radiografía.
- De esta manera, se evita la sobreinstrumentación y se protege la integridad de los tejidos periapicales.
- Marca: Maquira.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.