

DENTAURUM

Tornillo de expansión Dentaaurum

El Tornillo de Expansión Dentaaurum Medium es un dispositivo especializado para la expansión transversal y la distalización en tratamientos ortodóncicos, tanto en el maxilar como en la mandíbula.

Categoría	Ortodoncia
Presentación	unidad
Marca	Dentaaurum
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Características de Tornillo de Expansión Dentaaurum Medium : Material: Acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión.
- Expansión máxima : 7,5 mm , adecuada para la corrección de discrepancias transversales.
- Diseño: Tipo esquelético con cuerpo de tornillo que incluye aberturas transversales , optimizando la retención del acrílico .
- Disponible con soporte en forma de vástago o ancho.
- Mecanismo de Activación: El tornillo permite una expansión de 0,8 mm con cuatro giros de 1/4 de vuelta, proporcionando un control preciso del proceso.
- Seguridad: Incorpora un sistema de limitación que detiene el recorrido una vez alcanzada la expansión máxima, evitando desajustes indeseados.
- Accesorios: Incluye una llave estándar para tornillos de expansión , recta y pequeña, facilitando su manejo durante el ajuste.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.