

ULTRADENT

UltraCal XS pasta de hidróxido de calcio Ultradent

UltraCal XS ULTRADENT – Pasta de Hidróxido de Calcio para Endodoncia UltraCal XS es una pasta de hidróxido de calcio al 35% en solución acuosa, ideal para ser utilizada en tratamientos de endodoncia.

Categoría	Endodoncia
Presentación	jeringa 1,2 ml
Marca	Ultradent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Este producto se aplica de manera precisa en los conductos radiculares para eliminar bacterias y estimular la formación de dentina secundaria.
- Su potente acción antibacteriana y alta concentración lo convierten en una opción confiable para procedimientos de desinfección de los conductos.
- Características UltraCal XS Ultradent Alta concentración: Contiene un 35% de hidróxido de calcio, lo que asegura su efectividad para eliminar bacterias y fomentar la reparación dental.
- Aplicación precisa: UltraCal XS fluye por la fina punta NaviTip, lo que facilita su colocación exacta en el ápice del conducto radicular, ha logrando precisión en el tratamiento.
- Elevado pH: Su pH de 12,5 proporciona un efecto antibacteriano fuerte, ayudando a la limpieza profunda de los conductos.
- Radiopaco: Su característica radiopaca permite una visualización clara en las radiografías, facilitando el monitoreo durante el tratamiento.
- Fácil eliminación: Puede ser eliminado de manera sencilla usando una solución de ácido cítrico al 20% y la punta NaviTip FX.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.