

DIFEM PHARMA

Vaselina sólida

Ungüento de vaselina sólida blanca.

Categoría	Insumos médicos
Presentación	pote
Marca	Difem Pharma
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Inodoro e insípido a base de hidrocarburos purificados semi sólidos saturados.
- La aplicación puede realizarse mediante gasa o paño.
- No es estéril.
- La vaselina en odontología se utiliza para lubricar las comisuras labiales y aliviar los problemas de sequedad en los labios.
- Envase contiene 24 gramos.
- Marca: Difepharma.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.