

3M SOLVENTUM

Vitremer kit ionómero de vidrio de restauración

Vitremer es un restaurador de ionómero de vidrio modificado con resina.



Categoría	Resinas, adhesivos y cementos
Presentación	kit
Marca	3M Solventum
Uso	Profesional odontológico

CARACTERÍSTICAS

- En presentación polvo/liquido, sus reacciones de curado incorporan la reacción ácido-base del ionómero de vidrio, el curado del radical libre de metacrilato por un “fotoiniciador” y el Curado del radical libre de metacrilato en la oscuridad.
- Características Alta resistencia a la fractura.
- Resistente, longevidad clínica alta duración Radiopaco Baja solubilidad.
- Su exclusiva química de polimerizado en oscuro permite su colocación en un solo bloque, lo que elimina la necesidad de la colocación en capas y ahorra tiempo, gracias a su novedosa tecnología de triple curado.
- Muestra el fraguado de un ionómero de vidrio verdadero en cuya polimerización se libera flúor durante un tiempo prolongado y su adhesión química a la estructura dental, brindándole una mayor confianza al odontólogo.
- Como material restaurador, brinda excelentes propiedades de manipulación y un tiempo de trabajo en boca prolongado para facilitar su uso.
- Permite preparaciones cavitarias más conservadoras, preserva la estructura dental.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.