

SKYDENT

Yeso extraduro tipo IV, 1 kg

El yeso tipo IV Skydent es un material extra duro para la elaboración de modelos odontológicos que requieren detalle, resistencia y estabilidad durante el trabajo de laboratorio.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	bolsa 1 kg
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Su presentación de 1 kg facilita preparar cantidades controladas, mientras que los colores rosado y celeste ayudan a diferenciar casos, etapas o tipos de trabajo.
- Marca: Skydent Contenido: Embalaje de 20 bolsas de 1 kg(Total 20kg) Composición: Yeso extra duro tipo IV Colores disponibles: Rosado | Celeste Uso: Modelos de trabajo para prótesis fija, implantología y procedimientos de laboratorio.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.