

SKYDENT

Yeso piedra dental tipo III, 1 kg

El yeso piedra Skydent tipo III en presentación de 1 kg está pensado para vaciados y modelos de trabajo en laboratorio dental.

Categoría	Impresión, prótesis y laboratorio
Presentación	bolsa 1 kg
Marca	Skydent
Uso	Profesional odontológico



CARACTERÍSTICAS

- Ofrece una resistencia adecuada para el recorte y la manipulación diaria.
- Además, está disponible en amarillo y blanco para facilitar la organización de los trabajos.
- Marca: Skydent Contenido: Embalaje de 20 bolsas de 1kg (total 20kg) Composición: Yeso piedra tipo III Colores disponibles: Amarillo | Blanco Uso: Vaciados y modelos de trabajo dental.

RECOMENDACIONES

- Usar según las instrucciones del fabricante incluidas en el envase.
- Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
- Uso exclusivo por profesionales de la salud.